

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Humano Tlr3 Conjugado Con Pe Para Citometría De Flujo (Intracelular) - O15455

Número de artículo: CM0008254



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PE dirigido contra TLR3 humano (CD283), validado para citometría de flujo intracelular. Ideal para aplicaciones de investigación sobre inmunidad innata e infecciones virales.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PE Conejo anti-Humano TLR3 mAb
Observaciones/Alias	CD283; IIAE2; IMD83
Especie	Humano
	7098
ID de Gen	7098
Inmunógeno	Proteína recombinante correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 24-339 del TLR3 humano (NP_003256.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC (intra)
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	O15455
Peso Proteico	104kDa
Envío	Bolsa de hielo