

## Anticuerpo Monoclonal Conejo Anti-Humano Tmprss2 Conjugado Con Pe Para Citometría De Flujo - O15393

Número de artículo: CM0004793



### Introducción

Anticuerpo monoclonal conejo anti-humano TMPRSS2 conjugado con PE para citometría de flujo. Adecuado para estudiar la progresión del cáncer de próstata, los mecanismos de infección viral (SARS-CoV, SARS-CoV-2) y la proteólisis de células huésped.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                                |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | PE Conejo anti-Humano TMPRSS2 mAb                                                                                                    |
| Observaciones/Alias | PRSS10                                                                                                                               |
| Especie             | Humano                                                                                                                               |
| ID de Gen (Humano)  | 7113                                                                                                                                 |
| ID de Gen           | 7113                                                                                                                                 |
| Inmunógeno          | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 106-255 de TMPRSS2 humana (NP_005647.3) |
| Fuente              | Conejo                                                                                                                               |
| Categoría           | Anticuerpos Monoclonales                                                                                                             |
| Aplicación          | FC                                                                                                                                   |
| Reactividad Cruzada | Humano                                                                                                                               |
| SWISS               | O15393                                                                                                                               |
| Peso Proteico       | 54kDa                                                                                                                                |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                       |