


Anticuerpo Monoclonal Pe De Conejo Contra Tnf-A Humano Para Fc (Intracelular) - P01375

Número de artículo: CM0007785



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra TNF- α humano conjugado con PE para tinción intracelular por citometría de flujo. Permite investigar el factor de necrosis tumoral alfa en respuestas inflamatorias, regulación inmune y biología del cáncer. Tiene reactividad cruzada con el TNF- α humano (caquectina/TNFSF2).

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	AcM PE de conejo contra TNF- α humano
Observaciones/Alias	DIF; TNFA; TNFSF2; TNLG1F; TNF-alfa
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	7124
ID del gen	7124
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 77-233 del TNF- α humano (NP_002344.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC (intra)
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P01375
Peso de la proteína	26kDa
Envío	Bolsa de hielo