

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Trop-2 Humano Conjugado Con Pe Para Citometría De Flujo - P09758

Número de artículo: CM0008612



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PE dirigido contra TROP-2 humano para aplicaciones de citometría de flujo. Reconoce el antígeno asociado a tumores TROP-2, respaldando la investigación en inmunoncología y el desarrollo de diagnósticos. - P09758

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-TROP-2 humano conjugado con PE
Observaciones/Alias	EGP1; GP50; M1S1; EGP-1; TROP2; GA7331; GA733-1
Especie	Humana
ID del gen	4070
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 27-274 de TROP-2 humano (NP_002344.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	P09758
Peso de la proteína	36 kDa
Envío	Bolsa de hielo