

Mab De Conejo Pe Anti-Cd10 Humano/Mono Para Fc - P08473

Número de artículo: CM0010951



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PE dirigido a CD10 humano (Neprilisina) para citometría de flujo. Reacciona de forma cruzada con humanos y macacos cynomolgos. Validado para investigación en inmunología y cardiología.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo PE anti-CD10 humano/mono
Observaciones/Alias	NEP; SFE; CD10; CALLA; CMT2T; SCA43
Especie	Humano
GeneID (Humano)	4311
GeneID	4311
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 52-750 de CD10 humano (NP_000893.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano, Cynomolgus
SWISS	P08473
Peso de la proteína	86kDa
Envío	Bolsa de hielo