

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd127/IL-7R Humano/De Mono Conjugado Con Pe Para Citometría De Flujo - P16871

Número de artículo: CM0009431



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-CD127/IL-7R humano/de mono conjugado con PE para citometría de flujo. Reconoce la cadena alfa del receptor de interleucina-7 y presenta reactividad cruzada con humano y mono cynomolgo. Adecuado para la investigación en inmunología y el desarrollo de ensayos de DIV.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CD127/IL-7R humano/de mono conjugado con PE
Observaciones/alias	ILRA; CD127; IL7RA; CDW127; IMD104; sIL-7R; Inc-IL7R; IL7Ralpha; IL-7Ralpha; IL-7R-alpha
Especie	Humano
GeneID (humano)	3575
GeneID	3575
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 21-236 de CD127/IL-7Rα humano (NP_002176.2).
Origen	De conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano, mono cynomolgo
SWISS	P16871
Peso molecular de la proteína	52 kDa
Envío	Bolsa de hielo