


Anticuerpo Monoclonal Pe Conejo Anti-Humano/Mono Cd14 Para Citometría De Flujo - P08571

Número de artículo: CM0008826



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PE contra CD14 humano y de mono cinomolgo, validado para citometría de flujo. CD14 es un correceptor para LPS bacteriano, que media la inmunidad innata. Ideal para investigación en inmunología y enfermedades infecciosas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb PE Conejo anti-Humano/Mono CD14
Observaciones/Alias	CD14
Especie	Humano
GeneID (Humano)	929
GeneID	929
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 20-352 del CD14 humano (NP_000582.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	CF
Reactividad Cruzada	Humano, Cynomolgus
SWISS	P08571
Peso Proteico	40kDa
Envío	Bolsa de hielo