

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd16 Humano/Mono Conjugado Con Pe Para Fc - P08637/O75015

Número de artículo: CM0007806



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PE dirigido contra CD16 humano/mono (FCGR3A/FCGR3B). Validado para citometría de flujo (FC), reacciona de forma cruzada con humano y cynomolgus. Ideal para la caracterización de células inmunes y estudios de ADCC.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo monoclonal de conejo anti-CD16 Humano/Mono conjugado con PE
Observaciones/Alias	CD16; FCG3; CD16A; FCGR3; IGFR3; IMD20; FCR-10; FCRIII; CD16-II; FCGRIII; FCRIIIA; FcGRIIIA; CD16b
Especie	Humano
GeneID (Humano)	2214/2215
GeneID	2214/2215
Inmunógeno	Proteína recombinante
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Humano, Cynomolgus
SWISS	P08637/O75015
Peso Molecular de la Proteína	29KDa/26KDa
Envío	Bolsa de hielo