

Anticuerpo Monoclonal Pe De Conejo Anti-Cd18 Humano/Macaco Para Citometría De Flujo - P05107

Número de artículo: CM0008649



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PE contra CD18 humano (Integrina beta-2) para citometría de flujo, con reactividad cruzada con macaco cangrejero. Ideal para el estudio de receptores de adhesión de leucocitos y tráfico de células inmunitarias.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb PE de conejo anti-CD18 humano/macaco
Observaciones/Alias	LAD; CD18; MF17; MF17; LCAMB; LFA-1; MAC-1
Especie	Humano
GeneID	3689
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-769 de CD18 humano (NP_000202.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	CF
Reactividad cruzada	Humano, Cynomolgus
SWISS	P05107
Peso de la proteína	85kDa
Envío	Bolsa de hielo