

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd19 Humano/Mono Conjugado Con Pe - Cd19

Número de artículo: CM0005012

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PE dirigido al CD19 humano y de mono, validado para citometría de flujo. Ideal para inmunofenotipado e investigación de células B en aplicaciones de diagnóstico y ciencias de la vida.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de conejo anti-CD19 Humano/Mono conjugado con PE
Observaciones/Alias	CD19
Especies	Mono
ID del Gen (Humano)	930
ID del Gen (Mono)	102145514
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 20-292 del CD19 de mono (XP_005591597.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	CF
Reactividad Cruzada	Humano, Cynomolgus
Envío	Bolsa de hielo