

Anticuerpo Monoclonal Pe De Conejo Anti-Humano/Mono Cd25 Para Citometría De Flujo - P01589

Número de artículo: CM0008858



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PE dirigido a CD25 humano (IL2RA, p55). Validado para citometría de flujo en muestras humanas y de cangrejo macaco. Ideal para investigación de Treg y tolerancia inmunológica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb PE de conejo anti-Humano/Mono CD25
Observaciones/Alias	p55; CD25; IL2R; IMD41; TCGFR; IDDM10
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	3559
ID del gen	3559
Inmunógeno	Proteína recombinante
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	CF
Reactividad cruzada	Humano, Cangrejo macaco
SWISS	P01589
Peso molecular de la proteína	31kDa
Envío	Bolsa de hielo