

Mab De Conejo Pe Anti-Cd3 Humano/De Mono Para Citometría De Flujo - P07766

Número de artículo: CM0009956



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PE dirigido contra CD3 humano/de mono para citometría de flujo. Presenta reactividad cruzada con CD3 de macaco cangrejero. Forma parte del complejo TCR y es esencial para la activación de las células T y la investigación de la inmunidad adaptativa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo PE anti-CD3 humano/de mono
Observaciones/alias	T3E; TCRE; IMD18; CD3epsilon
Especie	Humano
ID génico (humano)	916
ID génico	916
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-126 de CD3 humano (NP_000724.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	Citometría de flujo
Reactividad cruzada	Humano, macaco cangrejero
SWISS	P07766
Peso de la proteína	23 kDa
Envío	Bolsa de hielo