


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd4 Humano/Mono Conjugado Con Pe Para Citometría De Flujo - P01730

Número de artículo: CM0010170



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PE dirigido contra CD4 humano/mono para citometría de flujo (FC). Validado para reactividad humana y de mono cynomolgus. 51kDa. Explore la función del correceptor de células T y los estudios del receptor del VIH.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de conejo anti-CD4 Humano/Mono conjugado con PE
Observaciones/Alias	T4, IMD79, Leu-3, OKT4D, CD4mut
Especie	Humano
GeneID	920
Inmunógeno	Proteína recombinante de CD4 humano
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Humano, Cynomolgus
SWISS	P01730
Peso Molecular de la Proteína	51kDa
Envío	Bolsa de hielo