


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd45 Humano/Mono Conjugado Con Pe - P08575

Número de artículo: CM0007910



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PE dirigido contra CD45 humano y de mono cinomolgo, validado para citometría de flujo. Reconoce el dominio extracelular; adecuado para estudios de activación de células T, señalización inmune e identificación de células hematopoyéticas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo monoclonal de conejo anti-CD45 Humano/Mono conjugado con PE
Observaciones/Alias	LCA; LY5; B220; CD45; L-CA; T200; CD45R; GP180; IMD105
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5788
GeneID	5788
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 26-577 del CD45 humano (P08575)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	CF
Reactividad Cruzada	Humano, Cynomolgus
SWISS	P08575
Peso Proteico	131kDa/136kDa/141kDa/143kDa/147kDa
Envío	Bolsa de hielo