

Anticuerpo Monoclonal Pe De Conejo Anti-Humano/Mono Cd64 Para Citometría De Flujo - P12314

Número de artículo: CM0008729



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PE de alta afinidad contra CD64 (FcγRI) humano y de mono, validado para citometría de flujo. Ideal para el estudio de las funciones del receptor de IgG específico de monocitos/macrófagos en la inmunidad innata y adaptativa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	AcM PE de conejo anti-Humano/Mono CD64
Observaciones/Alias	CD64; FCG1; FCRI; CD64A; FCGR1; IGFR1; FcgammaRI
Especie	Humano
ID genético	2209
Inmunógeno	Proteína recombinante
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano, Cynomolgus
SWISS	P12314
Peso proteico	43kDa
Envío	Bolsa de hielo