


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd69 Humano/Mono Conjugado Con Pe Para Fc - Q07108

Número de artículo: CM0010301



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PE dirigido al CD69 humano, un antígeno clave de activación temprana en células inmunes. Validado para citometría de flujo (FC), reacciona de forma cruzada con mono cinomolgo. Ideal para estudiar la activación de células inmunes y la diferenciación de células T reguladoras.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de conejo anti-CD69 Humano/Mono conjugado con PE
Observaciones/Alias	AIM; EA1; MLR-3; CLEC2C; GP32/28; BL-AC/P26
Especie	Humano
GeneID (Humano)	969
GeneID	969
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 78-199 del CD69 humano (NP_001772.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Humano, Cinomolgo
SWISS	Q07108
Peso Proteico	23kDa
Envío	Bolsa de hielo