


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Pe Anti-Cd86 Humano/De Mono Para Fc - P42081

Número de artículo: CM0010970



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PE que reconoce CD86 humano y de macaco cangrejero (B7-2), validado para citometría de flujo. Ideal para estudiar la activación y la coestimulación de las células T en investigación inmunológica y desarrollo de ensayos diagnósticos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo PE anti-CD86 humano/de mono
Observaciones/Alias	B70; B7-2; B7.2; LAB72; CD28LG2
Especie	Humana
ID génico (humano)	942
ID génico	942
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 20-241 del CD86 humano (NP_787058.5)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humana, macaco cangrejero
SWISS	P42081
Peso proteico	38 kDa
Envío	Bolsa de hielo