


Anticuerpo Monoclonal Pe De Conejo Anti-Cd8A Humano/Mono Para Citometría De Flujo - P01732

Número de artículo: CM0004207



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PE contra la cadena alfa de CD8 de humano y macaco cangrejero. Validado para citometría de flujo (FC), dirigido a los aminoácidos 22-182 de CD8A (P01732). Adecuado para investigación de linfocitos T y células NK.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb PE de conejo anti-CD8a humano/mono
Observaciones/Alias	CD8; p32; Leu2; CD8alpha
Especie	Humano
ID génico	925
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 22-182 de CD8A humano (NP_001759.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano, macaco cangrejero
SWISS	P01732
Peso de la proteína	21kDa/25kDa/30kDa
Envío	Bolsa de hielo