

Anticuerpo Monoclonal Pe De Conejo Anti-Hla-Dr Humano/Mono Para Citometría De Flujo - P01903

Número de artículo: CM0010393



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PE contra HLA-DR humano/mono, validado para citometría de flujo. Reconoce la cadena alfa del MHC de clase II, expresado en células presentadoras de antígenos. Adecuado para investigación en inmunología y primates no humanos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb PE de conejo anti-HLA-DR humano/mono
Observaciones/Alias	HLA-DRA1
Especie	Humano
GeneID (humano)	3122
GeneID	3122
Inmunógeno	Proteína recombinante de HLA-DR humano.
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC (Citometría de flujo)
Reactividad cruzada	Humano, Cynomolgo
SWISS	P01903
Peso de la proteína	29kDa
Envío	Bolsa de hielo