

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-IgD Humana/De Mono Conjugado Con Pe Para Fc - P01880

Número de artículo: CM0012111



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PE dirigido contra la IgD humana y de mono cynomolgo (región constante, aminoácidos 99-384). Validado para citometría de flujo, ideal para la inmunofenotipificación de células B y estudios de receptores de inmunoglobulinas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-IgD humana/de mono conjugado con PE
Observaciones/Alias	IGHD
Especie	Humana
GeneID (humano)	3495
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 99-384 de la IgD humana
Origen	conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humana, cynomolgo
SWISS	P01880
Peso molecular de la proteína	47 kDa
Envío	Bolsa de hielo