

Ac Mab Conejo Anti-Igg Humano/Mono Pe - Aaq57561.1

Número de artículo: CM0009862

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PE contra la IgG humana y de mono, adecuado para citometría de flujo intracelular.
Inmunógeno: proteína recombinante que cubre los aminoácidos 98-322 de la IgG de mono (AAQ57561.1). Reacciona de forma cruzada con la IgG humana y de cynomolgus.

[Aprende más](#)

Parámetro	Detalles
Nombre del Producto	Ac mAb Conejo anti-IgG Humano/Mono PE
Especie	Mono
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene los aminoácidos 98-322 de la IgG de mono (AAQ57561.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC (intra)
Reactividad Cruzada	Humano, Cynomolgus
Envío	Bolsa de hielo