


## Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Igm Humano/Mono Conjugado Con Pe Para Fc - P01871

Número de artículo: CM0008776



### Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PE dirigido a la región constante de IgM humana/de mono, adecuado para citometría de flujo. Herramienta de investigación para estudios de inmunología de células B e inmunidad humoral. Reconoce IGHM (P01871).

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                           |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | Anticuerpo monoclonal de conejo anti-IgM Humano/Mono conjugado con PE                                                           |
| Observaciones/Alias | MU; VH; AGM1                                                                                                                    |
| Especie             | Humano                                                                                                                          |
| GeneID              | 3507                                                                                                                            |
| Inmunógeno          | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 218-453 de la IgM humana (P01871). |
| Origen              | Conejo                                                                                                                          |
| Categoría           | Anticuerpos Monoclonales                                                                                                        |
| Aplicación          | FC                                                                                                                              |
| Reactividad Cruzada | Humano, Cynomolgus                                                                                                              |
| SWISS               | P01871                                                                                                                          |
| Peso Proteico       | 49kDa                                                                                                                           |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                  |