

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Humano/Mono Ki67 Conjugado Con Pe Para Citometría De Flujo Intracelular - P46013

Número de artículo: CM0011200



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PE dirigido contra Ki67 humano/mono (P46013), validado para citometría de flujo intracelular. Herramienta esencial para ensayos de proliferación celular, análisis del ciclo celular e investigación en oncología.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PE Conejo anti-Humano/Mono Ki67 mAb
Observaciones/Alíase	KIA, MIB-, MIB-1, PPP1R105
Especie	Humano
GenelD (humano)	4288
GenelD	4288
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 2271-2370 del Ki67 humano (NP_002408.3).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC (intra)
Reactividad Cruzada	Humano, Cynomolgus
SWISS	P46013
Peso Proteico	319kDa/359kDa
Envío	Bolsa de hielo