

Anticuerpo Monoclonal Pe De Conejo Anti-Pd-1/Cd279 Humano/Mona Para Fc - Q15116

Número de artículo: CM0009873



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PE dirigido contra PD-1/CD279 (Q15116) humano y de macaco cangrejero, validado para citometría de flujo. Ideal para investigaciones sobre puntos de control inmunitarios, agotamiento de células T e inmunoterapia contra el cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb PE de conejo anti-PD-1/CD279 humano/mona
Observaciones/Alias	PD1; PD-1; CD279; SLEB2; hPD-1; hPD-I; hSLE1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5133
GeneID	5133
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 25-168 de PD-1/CD279 humano (NP_005009.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano, Macaco cangrejero
SWISS	Q15116
Peso de la proteína	32kDa
Envío	Bolsa de hielo