

Anticuerpo Monoclonal Pe De Conejo Anti-Integrina Alfa 5 Humana/De Ratón (Itga5/Cd49E) Para Citometría De Flujo - P08648

Número de artículo: CM0012693



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PE dirigido contra la integrina alfa 5 humana/de ratón (ITGA5/CD49e, VLA-5). Validado para citometría de flujo. Ideal para investigación de adhesión celular, receptor de fibronectina y entrada viral.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Anticuerpo monoclonal PE de conejo anti-Integrina alfa 5 humana/de ratón (ITGA5/CD49e)
Observaciones/Alias	FNRA; CD49e; VLA-5; VLA5A
Especie	Humano
ID de gen	3678
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 42-995 de la integrina alfa 5 humana (ITGA5/CD49e) (NP_002196.4)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P08648
Peso de la proteína	115kDa
Envío	Bolsa de hielo