


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Humano/Ratón Nanog Conjugado Con Pe - Q80Z64

Número de artículo: CM0009320



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PE dirigido contra Nanog humano y de ratón, un factor de transcripción homeobox crucial para la pluripotencia. Diseñado para citometría de flujo intracelular (FC) en investigación con células madre y biología del desarrollo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo monoclonal de conejo anti-Humano/Ratón Nanog conjugado con PE
Observaciones/Alias	ENK; Stm1; ecat4; 2410002E02Rik
Especie	Ratón
ID de Gen (Humano)	79923
ID de Gen	71950
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 160-305 de Nanog de ratón (NP_082292.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC (intra)
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q80Z64
Peso Molecular de la Proteína	34kDa
Envío	Bolsa de hielo