


Anticuerpo Monoclonal Conejo Anti-Humano/Ratón Pdgfra/Cd140A Conjugado Con Pe Para Fc - P16234

Número de artículo: CM0010141



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PE dirigido contra PDGFR α /CD140a humano y de ratón (SWISS: P16234), validado para citometría de flujo. Ideal para investigación en proliferación celular, desarrollo embrionario y oncología.

[Aprende más](#)

Parámetro	Descripción
Nombre del Producto	mAb Conejo anti-Humano/Ratón PDGFR α /CD140a conjugado con PE
Observaciones/Alias	CD140A; PDGFR2; PDGFR-2
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	5156
ID del Gen	5156
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 24-524 de PDGFR α /CD140a humano (NP_006197.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P16234
Peso Molecular de la Proteína	123kDa
Envío	Bolsa de hielo