


Pe Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Humano/Ratón Fosfo-Zap70-Y319+Syk-Y352 Para Citometría De Flujo Intracelular - P43403

Número de artículo: CM0000922



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PE dirigido contra ZAP70 (Y319) y Syk (Y352) fosforilados, validado para citometría de flujo intracelular en humano y ratón. Ideal para la investigación de señalización en células T y B.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	PE Conejo anti-Humano/Ratón Fosfo-Zap70-Y319+Syk-Y352 mAb
Observaciones/Alias	SRK; STD; TZK; STCD; IMD48; ADMIO2; ZAP-70
Especies	Humano, Ratón
ID de gen (Humano)	7535
ID de gen	7535
Inmunógeno	Un péptido fosforilado sintético alrededor de Y319 de ZAP70 humano (NP_001070.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos fosforilados
Aplicación	FC (intra)
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P43403
Peso proteico	70kDa
Envío	Bolsa de hielo