

Pe Conejo Anti-Humano/Ratón/Mono Foxp3 Mab - Q9Bzs1

Número de artículo: CM0010395



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PE que se dirige a FOXP3 para citometría de flujo intracelular. Validado en humano, ratón, cinomolgus. Detecta un factor de transcripción forkhead de 47kDa esencial para la regulación inmune mediada por Treg.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	PE Conejo anti-Humano/Ratón/Mono FOXP3 mAb
Observaciones/Alias	JM2; AIID; IPEX; PIDX; XPID; DIETER
Especie	Humano
GeneID	50943
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 del FOXP3 humano (NP_054728.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC (intra)
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Cynomolgus
SWISS	Q9BZS1
Peso proteico	47kDa
Envío	Bolsa de hielo