

Pe Conejo Anti-Ratón Ccr6/Cd196 Anticuerpo Monoclonal Para Fc - O54689

Número de artículo: CM0005982

Introducción

Anticuerpo monoclonal PE Conejo anti-Ratón CCR6/CD196 validado para citometría de flujo (FC). Específico para CCR6 de ratón, un receptor de quimioquinas crítico para la migración de células inmunes y la inmunidad de las mucosas. Ideal para investigación inmunológica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PE Conejo anti-Ratón CCR6/CD196 mAb
Observaciones/Alias	CCR-6; KY411; Cmkbr6; CC-CKR-6
Especie	Ratón
GeneID (Humano)	1235
GeneID	12458
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 2-38 del CCR6/CD196 de ratón (NP_033965.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	O54689
Peso Proteico	42kDa
Envío	Bolsa de hielo