

Anticuerpo Monoclonal Pe Conejo Anti-Ratón Cd103 Para Fc - Q60677

Número de artículo: CM0005119

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PE contra CD103 de ratón (Integrina alfa-E, ITGAE) para citometría de flujo. Validado para el estudio de la adhesión de linfocitos T y las interacciones epiteliales. SWISS: Q60677.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb PE conejo anti-ratón CD103
Observaciones/Alias	CD103; aM290; alfa-E1; A530055J10; alfa-M290
Especie	Ratón
GeneID (Humano)	3682
GeneID	16407
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 191-385 de CD103 de ratón (NP_032425.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	Q60677
Peso molecular	129kDa
Envío	Bolsa de hielo