

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Ratón Cd117/C-Kit Conjugado Con Pe Para Citometría De Flujo - P05532

Número de artículo: CM0010059



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PE dirigido contra CD117/c-Kit de ratón. Validado para citometría de flujo. Reconoce el receptor de factor de crecimiento de células madre/mastos Kit (P05532). Ideal para la investigación de células madre hematopoyéticas y células cebadas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PE Conejo anti-Ratón CD117/c-Kit mAb
Observaciones/Alias	W; Bs; Fdc; Ssm; SCO1; SCO5; SOW3; CD117; c-KIT; Tr-kit; Gsfsc01; Gsfsc05; Gsfscow3
Especie	ratón
GeneID (humano)	3815
GeneID	16590
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 25-523 del CD117/c-Kit de ratón (NP_001116205.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	P05532
Peso Proteico	22kDa/109kDa
Envío	Bolsa de hielo