

Anticuerpo Monoclonal Pe De Conejo Anti-Cd11A De Ratón Para Fc - P24063

Número de artículo: CM0005842

Introducción

Anticuerpo monoclonal PE de conejo anti-CD11a de ratón validado para citometría de flujo (FC) con muestras de ratón; se dirige a la integrina alfa-L implicada en la adhesión de leucocitos y la respuesta inmune, adecuado para investigación inmunológica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb PE de conejo anti-CD11a de ratón
Observaciones/Alias	Cd11a; LFA-1; Ly-15; Ly-21; (p180); LFA-1A
Especie	Ratón
ID de gen (Humano)	3683
ID de gen	16408
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 149-340 de la CD11a de ratón (NP_001240801.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	P24063
Peso de la proteína	128kDa
Envío	Bolsa de hielo