


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd11B De Ratón Conjugado Con Pe Para Citometría De Flujo - P05555

Número de artículo: CM0008321



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PE contra CD11b de ratón (ITGAM, MAC-1), validado para citometría de flujo. Reacciona con monocitos, granulocitos y microglía de ratón. Ideal para investigaciones en inmunología e inflamación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CD11b de ratón conjugado con PE
Observaciones/Sinónimos	CR3; CR3A; MAC1; Cd11b; Ly-40; Mac-1; Mac-1a; CD11b/CD18; F730045J24Rik
Especie	Ratón
ID génico (humano)	3684
ID génico	16409
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 143-337 de CD11b de ratón (NP_032427.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	P05555
Peso de la proteína	115 kDa/127 kDa
Envío	Bolsa de hielo