


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd122/IL-2R β De Ratón Marcado Con Pe Para Citometría De Flujo - P16297

Número de artículo: CM0009978



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-CD122/IL-2R β de ratón marcado con PE para citometría de flujo. Detecta la subunidad beta del receptor de IL-2, esencial para los estudios de señalización de IL-2.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CD122/IL-2R β de ratón marcado con PE
Observaciones/Alias	p70; CD122; IL15Rbeta; IL-2Rbeta; IL-15Rbeta; IL-2/15Rbeta
Especie	Ratón
ID del gen (humano)	3560
ID del gen	16185
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 27-235 de CD122/IL-2R β de ratón (NP_032394.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	P16297
Peso de la proteína	60 kDa
Envío	Bolsa de hielo