

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd124/Il-4Ra De Ratón Conjugado Con Pe Para Fc - P16382

Número de artículo: CM0007765

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PE dirigido contra CD124/IL-4Rα de ratón, validado para citometría de flujo (FC). Adecuado para estudiar la señalización de IL-4/IL-13 en la diferenciación Th2 y la inflamación alérgica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CD124/IL-4Ra de ratón conjugado con PE
Observaciones/Alias	Il4r; CD124
Especie	Ratón
ID del gen (humano)	3566
ID del gen (ratón)	16190
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 26-233 de CD124/IL-4Ra de ratón (NP_001008700.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	P16382
Peso de la proteína	87 kDa
Envío	Bolsa de hielo