


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd127/Il-7Rα De Ratón Conjugado Con Pe Para Citometría De Flujo - P16872

Número de artículo: CM0011446



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PE dirigido contra CD127/receptor alfa de IL-7 de ratón, validado para citometría de flujo. Ideal para la identificación y caracterización de células inmunitarias de ratón en investigación y desarrollo diagnóstico.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CD127/IL-7Rα de ratón conjugado con PE
Observaciones/alias	CD127; IL-7Ralpha
Especie	Ratón
GeneID (humano)	3575
GeneID	16197
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 21-239 de CD127/IL-7Rα de ratón (NP_612564.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	P16872
Peso molecular de la proteína	51 kDa
Envío	Bolsa de hielo