


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Ratón Cd130/Gp130 Conjugado Con Pe Para Citometría De Flujo - Q00560

Número de artículo: CM0004738



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PE contra CD130/gp130 de ratón (subunidad beta del receptor de IL-6). Validado para citometría de flujo (FC) con muestras de ratón. Componente central de la vía de señalización de IL-6 para la investigación inmune e inflamatoria.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PE Conejo anti-Ratón CD130/gp130 mAb
Observaciones/Alias	CD130; gp130; D13Ert699e; 5133400A03Rik
Especie	Ratón
GeneID (Humano)	3572
GeneID	16195
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 23-617 del CD130/gp130 de ratón (NP_034690.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	Q00560
Peso Proteico	102kDa
Envío	Bolsa de hielo