

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd138/Sindecán-1 De Ratón Conjugado Con Pe Para Citometría De Flujo - P18828

Número de artículo: CM0010115

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PE dirigido contra CD138/Sindecán-1 de ratón (SWISS: P18828). Validado para aplicaciones de citometría de flujo (FC), sin reactividad cruzada con otras especies. Inmunógeno recombinante que abarca el dominio extracelular. Ideal para inmunofenotipificación y desarrollo de ensayos diagnósticos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CD138/Sindecán-1 de ratón conjugado con PE
Observaciones/Alias	Sstn; Synd; CD138; Synd1; syn-1; CD138/Sindecán-1
Especie	Ratón
ID del gen (humano)	6382
ID del gen (ratón)	20969
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 23-255 de CD138/Sindecán-1 de ratón (NP_035649.1).
Fuente	Co nejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	P18828
Peso molecular de la proteína	33 kDa
Envío	Bolsa de hielo