


Anticuerpo Monoclonal Conejo Anti-Ratón Cd14 Pe Para Citometría De Flujo - P10810

Número de artículo: CM0009589



Introducción

Anticuerpo monoclonal conejo anti-ratón CD14 conjugado con PE para citometría de flujo, dirigido contra el antígeno de diferenciación de monocitos CD14. Apto para investigación de respuesta inmune innata, señalización de LPS e inflamación. Reactividad cruzada con ratón.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb Conejo anti-Ratón CD14 PE
Observaciones/Alias	CD14
Especie	Ratón
GeneID (Humano)	929
GeneID	12475
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 18-345 del CD14 de ratón (NP_033971.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	CF
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	P10810
Peso Proteico	39kDa
Envío	Bolsa de hielo