

Anticuerpo Monoclonal Pe De Conejo Anti-Cd144/Ve-Cadherina De Ratón Para Citometría De Flujo - P55284

Número de artículo: CM0010533



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PE dirigido contra VE-cadherina (CD144) de ratón, clon 7B4. Validado para aplicaciones de citometría de flujo en muestras de ratón. Facilita la investigación sobre adhesión de células endoteliales, permeabilidad vascular y angiogénesis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb PE de conejo anti-CD144/VE-Cadherina de ratón
Observaciones/Alias	7B4; Vec; VECD; Cd144; VEcad; VE-Cad
Especie	Ratón
GeneID (Humano)	1003
GeneID	12562
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 46-592 de CD144/VE-Cadherina de ratón (NP_033998.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	P55284
Peso proteico	88kDa
Envío	Bolsa de hielo