

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Pe Anti-Cd150/Slam De Ratón Para Fc - Q9Qum4

Número de artículo: CM0011753

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PE dirigido a CD150/SLAM de ratón, validado para citometría de flujo (FC). Ideal para investigar la activación, diferenciación y vías de señalización de células inmunitarias mediadas por SLAM.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del producto	mAb de conejo PE anti-CD150/SLAM de ratón
Observaciones/Alias	Slam; CD150; IPO-3; CDw150; ESTM51; 4933415F16
Especie	Ratón
GeneID (humano)	6504
GeneID	27218
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 25-242 de CD150/SLAM de ratón (NP_038758.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	Q9QUM4
Peso de la proteína	36kDa/38kDa
Envío	Bolsa de hielo