

Anticuerpo Monoclonal Conejo Anti-Ratón Cd152/Ctla-4 Conjugado Con Pe Para Citometría De Flujo - P09793

Número de artículo: CM0012289



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PE contra CTLA-4 de ratón (CD152). Diseñado para citometría de flujo, permitiendo el análisis de este receptor inhibitor de células T en tejidos linfoides y estudios de puntos de control inmunitario.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Ac. Monoclonal Conejo anti-Ratón CD152/CTLA-4 conjugado con PE
Observaciones/Alias	Ctla4, Cd152, CTLA4
Especie	Ratón
ID del Gen (Humano)	1493
ID del Gen	12477
Inmunógeno	Proteína recombinante correspondiente a los aminoácidos 36-161 del CD152 de ratón (NP_033973.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	CF
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	P09793
Peso Molecular de la Proteína	24kDa
Envío	Bolsa de hielo