

Anticuerpo Monoclonal Conejo Anti-Ratón Cd155/Pvr Conjugado Con Pe Para Citometría De Flujo - Q91Wp1

Número de artículo: CM0010746

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PE contra el CD155/Pvr de ratón (PVS, Taa1, necl-5). Validado para citometría de flujo sin reactivo secundario. Reconoce el receptor nativo. Peso molecular ~45kDa. Reacciona de forma cruzada con ratón. Ideal para inmunofenotipado y estudios oncológicos.

[Aprende más](#)

Especificación	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo monoclonal Conejo anti-Ratón CD155/Pvr conjugado con PE
Observaciones/Alias	PVS; mE4; HVED; Taa1; CD155; Tage4; necl-5; D7Ert458e; 3830421F03Rik
Especie	Ratón
GeneID (Humano)	5817
GeneID	52118
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 29-348 del CD155/Pvr de ratón (NP_612564.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	CF
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	Q91WP1
Peso Proteico	45kDa
Envío	Bolsa de hielo