

Anticuerpo Monoclonal Pe Conejo Anti-Ratón Cd161C/Nk1.1 Para Fc - P27814

Número de artículo: CM0010244

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PE dirigido al CD161c/NK1.1 de ratón (clon NKR-P1C). Validado para citometría de flujo, detecta células NK de ratón. Ideal para investigación en inmunología y cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb PE Conejo anti-Ratón CD161c/NK1.1
Observaciones/Alias	Nk1; Ly59; Nk-1; CD161; Ly-59; Ly55c; NK1.1; NKR-P1; Nk1.2; Klrb1b; NK-RP1; Nk-1.2; Nkrp1b; Nkrp1c; ly-55c; NKR-P140; NKR-P1.9
Especie	Ratón
ID del Gen (Humano)	3820
ID del Gen	17059
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 67-223 del CD161/NK1.1 de ratón (NP_001153376.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	P27814
Peso Molecular de la Proteína	25kDa
Envío	Bolsa de hielo