

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Ratón Cd162/Psgl-1 Conjugado Con Pe Para Fc - Q3Ta56

Número de artículo: CM0012568

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PE contra CD162/PSGL-1 de ratón, validado para citometría de flujo. Específico para ratón, con un inmunógeno de proteína recombinante que cubre los aminoácidos 18-320. Adecuado para investigación de inmunología e inflamación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PE Conejo anti-Ratón CD162/PSGL-1 mAb
Observaciones/Alias	CD162; Psgl1; Selp1; Selp1; Psgl-1
Especie	Ratón
GeneID (Humano)	6404
GeneID	20345
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 18-320 del CD162/PSGL-1 de ratón (NP_033177.3)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	Q3TA56
Peso Proteico	44kDa
Envío	Bolsa de hielo