

Mab De Conejo Pe Anti-Cd163 De Ratón Para Citometría De Flujo - Q2Vlh6

Número de artículo: CM0011744

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PE contra CD163 de ratón (M130), adecuado para citometría de flujo (CF). Se dirige a la proteína M130 de tipo rico en cisteína del receptor scavenger, involucrada en la depuración de hemoglobina y las respuestas antiinflamatorias.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo PE anti-CD163 de ratón
Observaciones/Alias	CD163v2; CD163v3; M130
Especie	Ratón
ID de gen (Humano)	9332
ID de gen (Ratón)	93671
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 39-260 de CD163 de ratón (NP_444324.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	CF
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	Q2VLH6
Peso de proteína	121kDa/125kDa
Envío	Bolsa de hielo