


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Ratón Cd18 Conjugado Con Pe Para Fc - P11835

Número de artículo: CM0003986



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PE dirigido al CD18 de ratón (integrina beta-2), validado para citometría de flujo. Reacciona específicamente con muestras de ratón, 85 kDa. Ideal para la investigación de adhesión de leucocitos, migración de células inmunes e inflamación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PE Conejo anti-Ratón CD18 mAb
Observaciones/Alias	2E6; LAD; Cd18; Lfa1; MF17; LCAMB
Especie	Ratón
GeneID (Humano)	3689
GeneID	16414
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-771 del CD18 de ratón (NP_032430.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	P11835
Peso Proteico	85 kDa
Envío	Bolsa de hielo