

Pe Conejo Anti-Ratón Cd19 Mab Para Fc - P25918

Número de artículo: CM0008034

Introducción

Anticuerpo monoclonal Conejo anti-Ratón CD19 conjugado con PE validado para citometría de flujo (FC). Correceptor del marcador de células B; ideal para el desarrollo de ensayos inmunológicos y la investigación de células B. Reacciona con ratón. - P25918

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	PE Conejo anti-Ratón CD19 mAb
Especie	Ratón
ID de gen (Humano)	930
ID de gen	12478
Inmunógeno	Proteína recombinante de CD19 de ratón.
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	P25918
Peso proteico	60kDa
Envío	Bolsa de hielo