


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd1D De Ratón Conjugado Con Pe Para Citometría De Flujo - P11609 / P11610

Número de artículo: CM0010023



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PE dirigido contra CD1d de ratón (P11609/P11610), validado para citometría de flujo para estudiar la presentación de antígenos lipídicos y la biología de las células NKT en investigación inmunológica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de conejo anti-CD1d de ratón conjugado con PE
Observaciones/Alias	Cd1a; Cd1d; CD1.1; Ly-38
Especie	Ratón
GeneID (Humano)	912
GeneID (Ratón)	12479/12480
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 22-305 del CD1d de ratón (NP_031665.2/NP_031666.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	CF
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	P11609/P11610
Peso Proteico	39kDa/38kDa
Envío	Bolsa de hielo